

2023年3月20日

診療科長 医局長  
病棟医長 外来医長  
中央診療施設副部長 殿  
看護部長 看護師長  
事務部長

検査部 外注検査作業室

## 検査部回報 2023-No.12

### 外注項目検査内容変更および検査受託中止のお知らせ

外注業者より、下記項目におきまして検査内容変更および検査項目の受託中止の案内がありましたので、お知らせいたします。

#### 記

#### [ 検査内容変更項目 ] 測定試薬販売中止により変更

- ・ TSA b / EIA（甲状腺刺激抗体）
- ・ インスリン抗体、インスリン抗体（<sup>125</sup>I 結合率のみ）

※オーダー方法に変更はありません。

#### [ 検査受託中止項目 ]

- ・ ASK 半定量（抗ストレプトキナーゼ価半定量）
- ・ ミトコンドリア-AST

**変更日：2023年4月1日（土）受付分より**

上記についてのお問い合わせは、外注検査作業室（内線 7254）までお願い致します。

※次ページに詳細を示します。

## 検査内容変更

### ●TSAb/EIA（甲状腺刺激抗体）

測定試薬販売中止により、検査内容が変更になります。

	変更前	変更後
項目	TSAb/EIA (甲状腺刺激抗体)	TSAb/バイオアッセイ法 (甲状腺刺激抗体)
測定原理	E I A法	<b>バイオアッセイ法</b>
材料	血清	血清
採取容器	分離剤入り採血管 	分離剤入り採血管 
基準値	120 %以下	<b>110 % 未満</b>
所要日数	3～5日	<b>3～4日</b>

### ●インスリン抗体

測定試薬販売中止により、検査内容が変更になります。

	変更前	変更後
項目	インスリン抗体	インスリン抗体
測定原理	RIA・PEG 法	<b>RIA 法</b>
採取容器	分離剤入り採血管 	分離剤入り採血管 
基準値 (単位)	濃度：125.0 未満 (nU/mL) 結合率：0.4 未満 (%)	<b>濃度：0.4 未満 (U/mL)</b>
材料	血清 (分離剤入り採血管)	血清 (分離剤入り採血管)
報告範囲 (単位)	濃度：125.0 未満 ～5000 以上 (nU/mL) 結合率：0.4 未満 ～90.0 以上 (%)	<b>濃度：0.4 未満～50.0 以上 (U/mL)</b>
所要日数	4～7日	4～7日

#### 参考

- ・新規の「濃度」(U/mL) = 現行の「濃度」(nU/mL) ÷ 312.5

## 検査受託中止項目

### ●ASK 半定量（抗ストレプトキナーゼ価半定量）

測定試薬販売中止のため受託中止

※代替項目はありません。

	受託中止
項目	ASK 半定量 (抗ストレプトキナーゼ価半定量)
測定原理	PA 法
材料	血清
採取容器	分離剤入り採血管 

### ●ミトコンドリア-AST(m-AST、m-GOT)

測定試薬販売中止のため受託中止

※代替項目はありません。

	受託中止
項目	ミトコンドリア-AST (m-AST、m-GOT)
測定原理	プロテアーゼ法
材料	血清
採取容器	分離剤入り採血管 