

2023年10月4日

診療科長 医局長
 病棟医長 外来医長
 中央診療施設副部長 殿
 看護部長 看護師長
 事務部長

検査部 外注検査作業室

検査部回報 2023-No.35

外注検査新規項目受託開始のお知らせ




2023年度第2回外注検査委員会で新たに承認された項目について、お知らせいたします。

記

項目：

- ・子宮頸癌 PD-L1
- ・オンコタイプ DX 乳癌
- ・若年発症型両側性感音性難聴の遺伝子解析（匿名検査）

2023年10月10日（火）受付分より

	新規項目		
項目	子宮頸癌 PD-L1	オンコタイプ DX 乳癌	若年発症型両側性感 音性難聴遺伝子解析
測定原理	免疫組織化学染色	RT-PCR 法	NGS 法
材料	未染スライド 4 枚	未染スライド 15 枚	血液（EDTA2K）
採取容器	Z10 	Z10 	BML B-19 
所要日数	5～10	11～25	30～60

【ご依頼方法】

【子宮頸癌 PD-L1】

「遺伝子関連依頼書」にオーダーラベルを貼付し、SRL 専用用紙と一緒に提出。

※遺伝子関連依頼書の赤枠はすべて、依頼医が記載してください。

※SRL 専用用紙は、必ず下記の項目を記載してからご提出ください。

①患者情報、②採取日、③年齢、④提出医、⑤病理診断名・臨床経過、⑥脱灰の有無

遺伝子病理検査(子宮頸癌 22C3) (緑枠)

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

遺伝子病理検査(子宮頸癌 22C3)

【ご提出される先方への依頼事項】

病理診断名(組織型等)

臨床経過・検査・治療諸情報を可能な範囲でのご記入をお願いいたします。

●脱灰の有無について、下記のいずれかにし点チェックをご記入願います。

無

有 ※脱灰標本では一般的に染色性が低下することが知られています。参考報告または評価不能となる場合がございますので、予めご了承願います。

項目	材料	検体量	保存	所要日数	実施料
<input type="checkbox"/> 0N127 子宮頸癌 PD-L1 タンパク(IHC) 22C3	未染色標本スライド	4μm×4枚	室温	5~10日	2700点

【ご提出に際しての留意事項】

1) パラフィンブロックでご依頼の場合、未染色スライド作成のため所要日数が遅れますので、御留意へご確認ください。

2) 他の病理組織検査との同時受けは不可です。病理組織検査により「子宮頸癌」であると確定診断がなされた症例について、薬剤適用可否を判断するための検査ですので、診断が確定した後にご依頼ください。

【オンコタイプ DX 乳癌】

ご依頼にあたっては、アカウント登録が必要となり、専用のポータルより依頼入力、報告書受領となります。詳細は、SRLへ直接お問い合わせください。

「遺伝子関連依頼書」にラベルを貼付し、必要事項を記入のうえ、検査部へご提出ください。

【若年発症型両側性感音性難聴遺伝子解析】

※匿名検査のため中央採血室では採血できません。各科採血で対応をお願いします。

「先天性難聴遺伝子解析」と同様にBML専用の匿名化依頼書は必要です。

依頼用紙がない場合は、外注検査室へお問い合わせください。

上記についてのお問い合わせは、検査部 外注検査作業室（内線 7254）までお願い致します。